


که ستاسو درملنه په Novolizer® سره کيږي

Novolizer® – په آساني سره په سمه توگه استعمالیږي


د درملو برابرولو تڼۍ ښکته کيکارئ چې د درملو یوه اندازه چمتو کړئ. کله چې نښه شنه شي، د درملو اندازه په خپل ځای کې دی، او د درملو سا کښن آله د گټې اخیستنې لپاره چمتو دی. وروسته له دې چې درمل په سمه توگه په سا کې کښن کړئ، ښکاریدونکي نښه له شین څخه په سور رنگ بدلیږي. که چیرې رنگ بدل نشي، نو دویم ځل یې تنفس کړئ.



۱. سرپوښ ورڅخه لیري کړئ کښن کړئ





۲. د درملو چمتو کولو تڼۍ کيکارئ




۳. درمل تنفس کړئ


Novolizer® – کله چې په سمه توگه درمل واخلي، نو تاسو پوهیږئ

کلیک 
تصدیق کوي چې سا په
سمه توگه ترسره شو


سور 
تصدیق کوي چې سا په
سمه توگه ترسره شو

خوند 
تصدیق کوي چې سا په
سمه توگه ترسره شو



غبرگ کلیک 
تصدیق کوي چې درمل
چمتو دي

شین 
د سا کښلو لپاره چمتو دی



د QR کوډ په خپل موبایل کې سکن کړئ، چې په
www.novolizer.se کې د لارښوونې ویدیو وگورئ

زموږ ویب پاڼې وگورئ:

- www.novolizer.se
- www.astmalinjen.se
- www.kolguiden.se

Novolizer® – په روښانه توگه د درمل د اندازې شمیرونکی


Novolizer® د درمل د اندازې شمیرونکی لری چې هره لسمه اندازه څرگندوي. کله چې د درمل اندازه شمیرونکی صفر ښکاره کړي، نو د د کسپټ د بدلولو وخت دی.




Novolizer®

په ساه کې راښکونکی چې بدلون راولي


د سا کښلو آله کې د نوي کسپټ اېنډول



۳. کسپټ د سا کښلو په آله کې کېږدئ،
په داسې حال کې چې د درملو اندازې
شمیرلو برخه یې مخ په وړاندې وي.



۱. د سرپوښ په دواړو خواوو کې څېړي
څنډې په آرامي سره کېکړئ، ورپسې
سرپوښ مخکې ته پوري وهرئ، او اوچت
یې کړئ.



۴. سرپوښ د پورته لخوا نه رابنکته
کړئ او تر هغه یې کېکړئ چې
کلېک غږ واورئ.



۲. د کسپټ له پوښ څخه د ساتني لپاره
اېنډول شوی المونيمي کاغذ ليري
کړئ او کسپټ راوباسئ.

Novolizer® – په ساه کې رابنکونکی چې بدلون راولي

Novolizer® د سا لنډې او COPD (د سيني د بندیدلو ناروغي) د درملني لپاره کارول کېږي.
Novolizer® بېلابېل ډولونه لري:



Ventilastin® Novolizer® (salbutamol)

لنډ مهال لپاره سا کښونکی

100 µg، 200 خوراگونه



Formatrix® Novolizer® (formoterol)

اوږد وخت لپاره سا کښونکی

6 µg، 60 خوراگونه • 12 µg، 60 خوراگونه



Novopulmon® Novolizer® (budesonide)

په ساه کې د رابنکلو سټيروید

200 µg، 200 خوراگونه • 400 µg، 200 خوراگونه

Novolizer® د یوه کال لپاره تر 2000 ځله پوري په سا کې کښل کېږي. په دې معنی چې تاسو کوالی شي سا کښلو آله پخپله بېرته ډکه کړئ، چې تاسو ته د هغه قیمت ارزانه تمامېږي او چاپېریال باندې هم اغېره کمېږي.

زما د علاج پلان

Ventilastin® Novolizer® – لنډ مهال لپاره سا کښونکی

قوت: 100 µg □

د راکښلو شمیر/ورځ: د پیل نېټه:

Novopulmon® Novolizer® – په ساه کې د رابنکلو سټيروید

قوت: 400 µg □

قوت: 200 µg □

د راکښلو شمیر/ورځ: د پیل نېټه:

Formatrix® Novolizer® – اوږد وخت لپاره سا کښونکی

قوت: 12 µg □

قوت: 6 µg □

د راکښلو شمیر/ورځ: د پیل نېټه:

Novolizer®

په ساه کې رابنکونکی چې بدلون راولي